

Sanitätshaus Wolf



ORTHOPÄDIE- UND
REHATECHNIK

**Unsere Rollatoren erleichtern
Ihren Alltag.**



WEITERE STÄRKEN:

Orthopädietechnik

Orthopädieschuhtechnik

Rehatechnik

Sanitätshaus

Podologie

Home Care

**Nah dran
mit 11 Filialen
in Leipzig und
der Region!**

Sei ein Fuchs, geh zum Wolf

www.wolf-orthopaedie.de

Aktiv und unabhängig, so gewinnt Ihr Alltag wieder mehr an Qualität und Sie an Lebensfreude.



Unsere Rollatoren erleichtern Ihren Alltag.

In den verschiedensten Lebenslagen wollen wir auch weiterhin selbstständig und mobil agieren. Manchmal stellt uns dies jedoch vor kleine Herausforderungen. Mit dem richtigen Hilfsmittel meistern Sie auch jene.

Gehen Sie bewusst mit Veränderungen um. Dann schaffen Sie das. Wir begleiten Sie gerne dabei.

Eine große Stütze, im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Rollator. Er hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiter entwickelt und wurde von einer fahrbaren Gehhilfe zu einem modischen Alltagsbegleiter.

Voraussetzung hierfür ist ein stabiler und leichter Rahmen, pannensichere Räder, Handgriffe und -bremsen. Eine Sitzfläche gibt die Möglichkeit zum Verweilen und Ausruhen. Praktisches Zubehör, wie z.B. Stockhalter, Lampen, Einkaufstaschen und vieles mehr machen den Rollator zum idealen Gefährten im Alltag.

Wie unterscheiden wir?

Unser Sortiment bietet Ihnen sowohl eine Auswahl an Außen- wie auch Wohnraumrollatoren. Der Außen-, auch Alltagsrollator genannt, erleichtert Ihnen die Mobilität außerhalb der eigenen vier Wände.

Er unterstützt Sie auf weiteren Wegstrecken sowie bei kleinen Einkäufen und gibt Ihnen das entsprechende Gefühl von Sicherheit.

Im Vergleich zum Außenrollator hat der Wohnraumrollator wesentlich kleinere Räder und einen kleineren Wenderadius. Er dient ausschließlich für die Nutzung innerhalb der Wohnung und ist schmaler gebaut, um platzsparender genutzt zu werden.

Pegasus Carbon



Länge und Breite: 65 x 62 cm
 Stockhalter
 Tablett
 gepolsterter Rückengurt
 LED Lampe
 Schirm mit Multifunktionsarm
 Getränkehalter
 Einhand Simultanbremse
 Antirutschmatte (Tablett)
 Gepäcktasche

Gewicht	6,1 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	✓
feste Sitzfläche	
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	✓
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓



Außenrollator

Gewicht	5,8 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	✓
feste Sitzfläche	
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	✓
Stockhalter integriert	✓
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓

Saljol Carbon



Länge und Breite: 66 x 62 cm
Magnetischer Stockhalter
Klingel
fester Sitz
LED Lampe
Regenschirm
Echtholz Tablett



Olympos ATR Slim



- Länge und Breite: 77 x 62 cm
- Stockhalter
- Tablett
- gepolsterter Rückengurt
- LED Lampe
- Schirm mit Multifunktionsarm
- Getränkehalter
- Einhand Simultanbremse
- Antirutschmatte (Tablett)
- Gepäcktasche
- Rollwiderstandssystem
- * auch in Large erhältlich

Gewicht	8,3 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	✓
feste Sitzfläche	
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	✓
Stockhalter integriert	✓
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓



Außenrollator

Gewicht	5,4 – 5,6 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	✓
feste Sitzfläche	
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	✓
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	✓
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓

Troja 5G



Länge und Breite: 65 x 60 cm
Stockhalter
Tablett
gepolsterter Rückengurt
LED Lampe
Schirm mit Multifunktionsarm
Getränkehalter
Einhand Simultanbremse
Offroad Räder
Antirutschmatte (Tablett)
Gepäcktasche
Rollwiderstandssystem



Troja Original

- Länge und Breite: 65 x 60 cm
- Stockhalter
- Tablett
- gepolsterter Rückengurt
- LED Lampe
- Schirm mit Multifunktionsarm
- Getränkehalter
- Einhand Simultanbremse
- Antirutschmatte (Tablett)
- Gepäcktasche



Gewicht	6,1 – 6,8 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	✓
feste Sitzfläche	
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	✓
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓



Außenrollator

Gewicht	6,7 kg
Rückengurt integriert	✓
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	✓
Sitznetz	
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	✓
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	✓

RL Smart



Länge und Breite: 65,5 x 63 cm



Gigo



Länge und Breite: 61 x 61,5 cm

Gewicht	6,4 kg
Rückengurt integriert	✓
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	✓
Sitznetz	✓
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	✓
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	
Korb	✓
Ankipphilfe	

Migo



Gewicht	9,9 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	
Sitznetz	
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	
Korb	✓
Ankipphilfe	✓

Länge und Breite: 61 x 58 cm

Wohnraum Rollatoren

Gewicht	9 – 18 kg
Rückengurt integriert	✓
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	✓
Sitznetz	
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	
Korb	
Ankipphilfe	

Page (Saljol)



Länge und Breite: 61 x 58 cm

Sitzbezug
Echtholz Tablett
Schrank
Weidekorb
Tasche
Rückenpolster
Polstersitz

Gewicht	3 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	
Sitznetz	
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	

Trust Care



Länge und Breite: 60 x 55 cm
Tablett

Hestia



Gewicht	6,9 kg
Rückengurt integriert	
Rückengurt nachrüstbar	
feste Sitzfläche	
Sitznetz	
verschiedene Sitzhöhen	
Stockhalter integriert	
Stockhalter nachrüstbar	
Tasche	✓
Korb	
Ankipphilfe	

Länge und Breite: 63 x 55,5 cm
 Stockhalter
 Tablett



Beim Rollatorkauf sind verschiedene Punkte, ganz individuell, zu bedenken. Kommen Sie in eine unserer Filialen und lassen Sie sich von unserem kompetenten Team beraten.

Flaschenhalter



Netztasche



„Die Haltbarkeit unserer Produkte im harten Alltagsinsatz zeigt, dass wir mit unserem hohen Qualitätsanspruch richtig liegen.“

Tablett



Rückengurt mit oder ohne Polster



Schirm mit Multifunktionsarm




Transporttasche



Stockhalter







Tauschen Sie ihr
Standardmodell in einer
unserer Filialen in einen
hochwertigen Rollator um
und erhalten Sie dafür
einen Gutschein im Wert
von 100,00 € zur
Verrechnung auf den
Verkaufspreis.

GUTSCHEIN
100,00 €*



Sei ein Fuchs, geh zum Wolf

*Das Angebot gilt ausschließlich auf von
uns gelieferte Standardrollatoren.

Sei ein Fuchs, geh zum Wolf

STAMMSITZ

Orthopädie- und Reha-Technik Wolf GmbH & Co. KG
Das Sanitätshaus

Puschstraße 6
04103 Leipzig

Telefon: 0341 711660
Fax: 0341 7116681

info@wolf-orthopaedie.de
www.wolf-orthopaedie.de

UNSERE SANITÄTSHÄUSER

Eutritzsch Wittenberger Straße 77, 04129 Leipzig
Telefon: 0341 9114850

Grünau Stuttgarter Allee 14, 04209 Leipzig
Telefon 0341 4201326

Probstheida Trendelenburgstraße 10, 04289 Leipzig
Telefon 0341 35590120

im Städt. Klinikum „St. Georg“ 04129 Leipzig
Telefon 0341 9092403

Wahren Georg-Schumann-Straße 351, 04159 Leipzig
Telefon 0341 35523444

Zentrum Nord Richard-Wagner-Straße 1, 04109 Leipzig
Telefon 0341 1493985

Zentrum Nord-Ost R.-Luxemburg-Str. 20, 04103 Leipzig
Telefon 0341 1247739

Zentrum Ost Johannisplatz 1, 04103 Leipzig
Telefon 0341 91998777 (mit Podologie)

Zentrum Süd Dimitroffstraße 26, 04107 Leipzig
Telefon 0341 99990331

Bad Lausick Stadthausstraße 18, 04651 Bad Lausick
Telefon 034345 24394

Oschatz Altoschatzer Straße 10, 04758 Oschatz
Telefon 03435 986834 (mit Orthopädischer Werkstatt)

Pegau Kirchplatz 20a, 04523 Pegau
Telefon 034296 76311